Rapport: Øvelse 1

Bestemmelse av smeltepunktet til et krystallinsk stoff

Rensing av en urein krystallinsk forbindelse ved omkrystallisasjon

Navn	Plassnr	Gruppenr	Godkjent	Ikke Godkjent
A. Omkrystallisasjon av en kjent substans				
Hvilken forbindelse:				
Smeltepunkt intervall urein substans				
Begynnende smelting (°C):				
Fullstendig smeltet (°C):				
Smeltepunkt intervall renset substans				
Begynnende smelting (°C):				
Fullstendig smeltet (°C):				
Vekt av innveid substans: Vekt av renset substans:				
Forbindelsen inneholdt opprinnelig 10 % Hvor mange % av den reine forbindelse e			stallisasjone	en? Vis utregning.

Hva vil kunne gjøres mhp temperatur, volum løsningsmiddel og utkrystallisering for å øke utbyttet? Minimum 3 punkter.
Rapporter og forklar avvik på prosedyre og eksperimentelt resultat:
To krystallinske forbindelser x og y har samme løselighetsforhold i vann (løselighet: 1 g/100 mL v/20 °C og 10 g/100 mL v/100 °C).
I regneeksemplene nedenfor forutsetter vi at dersom forbindelsene x og y finnes i en blanding, vil disse løselighetsforhold være gjensidig upåvirket.
1. Fra en blanding av 10 g x og 1 g y skal rein x utvinnes. Hvor mye vann trengs for å løse blandingen ved 100 °C? Hvor mye x og hvor mye y er løst i det samme volumet ved 20 °C? Hvor mye rein x kan man få ut etter en omkrystallisasjon? Vis alle beregningene.
2. Bruk samme fremgangsmåte som i 1. Hvor mye rein x kunne man få ut etter en omkrystallisasjon hvis blandingen besto av 10 g x og 8 g y? Vis beregningene.

B. Valg av løsningsmiddel for omkrystallisasjon av en ukjent forbindelse Hvilken ukjent forbindelse (bokstav): _____ Hvilket av de tre oppgitte løsningsmidlene synes å være det beste for omkrystallisering av den utleverte forbindelsen? Hvorfor er de to andre løsningsmidlene mindre egnet? Vekt innveid stoff (g): Vekt omkrystallisert stoff (g): _____ Smeltepunkt intervall omkrystalisert substans Begynnende smelting (°C): Fullstendig smeltet (°C): Hvor mange % stoff er gått tapt ved omkrystallisasjonen? Vis utregning. Fylles ut av labveileder ved retting av rapport Den ukjente forbindelse er:

Løseligheten av benzosyre i vann er 0,210 g pr. 100 mL v/10 °C, 0,270 g pr. 100 mL v/18 °C, 2,75 g pr. 100 mL v/80 °C og 6,80 g pr. 100 mL v/95 °C.

To studenter omkrystalliserer hver 10 g benzosyre med vann som løsningsmiddel. Den første løser benzosyre ved 80 °C og filtrerer fra det omkrystalliserte produkt ved 10 °C. Den andre gjør tilsvarende ved 95 °C og 18 °C. Beregn mengde vann hver student trenger for å få maksimum av omkrystallisert produkt, og hvor mye hver student maksimalt vil få av benzosyre.		